


WbおよびElisa用 Acvr1 ウサギモノクローナル抗体 - Q04771

商品番号: CM0003970



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みの高品質ACVR1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのACVR1（アクチビン受容体型-1、ALK2）と交差反応性を示します。骨形成タンパク質シグナル伝達経路および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACVR1 ウサギ mAb
備考/別名	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
種	ヒト
GeneID	90
免疫原	ヒトACVR1 (Q04771) のアミノ酸410-509に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04771
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ