

Wb、Elisa用Adam19ウサギポリクローナル抗体 - Q9H013

商品番号: CM0014932

前書き

WBおよびELISAに適した、ADAM19（MLTNB、MADAM）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。標的は、神経新生および骨芽細胞分化に関与する膜貫通型メタロプロテアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM19ウサギpAb
備考／別名	MLTNB; FKSG34; MADDAM; ADAM19
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8728
GeneID	8728
免疫原	ヒトADAM19（NP_150377.1）のアミノ酸203～460に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H013
タンパク質分子量	105kDa
配送	保冷バッグ