

WbおよびElisa用Adam28 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukq2

商品番号: CM0028168

前書き

ADAM28ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのADAM28と反応します。リンパ球の遊出、FASL/CD40Lのエクトドメインシェディング、および精子成熟の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM28 Rabbit pAb
備考/別名	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10863
GeneID	10863
免疫原	ヒトADAM28 (NP_055080.2) のアミノ酸199-440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKQ2
タンパク質分子量	87kDa
配送	氷袋