

Adam9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q13443

商品番号: CM0027413

前書き

このポリクローナル抗体を用いて、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでADAM9を検証できます。ヒト、マウス、ラット、サンプルに適しています。腫瘍形成および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM9 ウサギ pAb
備考/別名	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8754
GeneID	8754
免疫原	ヒトADAM9 (NP_003807.1) のアミノ酸29-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	Q13443
タンパク質分子量	91 kDa
輸送	保冷バッグ