

Wb、If-P、Elisa用Adamts13ウサギモノクローナル抗体 - Q76Lx8

商品番号: CM0010865



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適した組換えADAMTS13ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの各種を認識します。フォン・ヴィレブランド因子の切断および血栓性疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ADAMTS13ウサギmAb
備考／別名	VWF _{FCP} ; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
種	ヒト
遺伝子ID	11093
免疫原	ヒトADAMTS13（Q76LX8）のアミノ酸50～150に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q76LX8
タンパク質分子量	154kDa
輸送条件	保冷バッグ