

Adora2A ウサギ Pab - P29274

商品番号: CM0020246



前書き

ADORA2A ウサギ

pAbは、ヒトアデノシン受容体A2aを標的とするポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があり、Gタンパク質共役受容体研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADORA2A ウサギ pAb
備考/別名	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	135
遺伝子ID	135
免疫原	ヒトADORA2A (NP_000666.2) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29274
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ