

Adprm ウサギポリクローナル抗体 - Q3Lie5

商品番号: CM0014320

前書き

ADPRM

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用のポリクローナル抗体であり、ヒトADPRM（MDS006/C17orf48）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ADP-リボース代謝および免疫シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADPRM ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56985
遺伝子ID	56985
免疫原	ヒトADPRM（NP_064618.3）のアミノ酸203-342に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q3LIE5
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋