


Adrb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa用） - P08588

商品番号: CM0019978



前書き

ヒトADRB1（ β 1アドレナリン受容体）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IF-P、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。心機能およびGPCRシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRB1 Rabbit pAb
備考/別名	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	153
GeneID	153
免疫原	合成ペプチド ヒトADRB1 (NP_000675.1) のアミノ酸150-250領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08588
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋