

Wb、If/Icc、Elisa用Afap1ウサギポリクローナル抗体 - Q8N556

商品番号: CM0027030

前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでバリデーションされたAFAP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAFAP1（81 kDa）を検出します。アクチン動態、ラメリポディア、およびがん細胞の移動の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AFAP1 Rabbit pAb
備考/別名	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60312
免疫原	ヒトAFAP1 (NP_940997.1) のアミノ酸461-730に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N556
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋