

アフィニティゲル結合パンスクシニルリシンウサギモノクローナル抗体（Ip-MS用）

商品番号: CM0000044

前書き

CamelBioは、IP-MS用のアフィニティゲル結合パンスクシニルリシンウサギモノクローナル抗体を提供しており、翻訳後修飾研究において種に依存しないスクシニルリシンの検出を可能にします。原材料調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アフィニティゲル結合パンスクシニルリシンウサギmAb
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	その他の修飾抗体
アプリケーション	IP-MS
交差反応性	種非依存
配送	アイスバッグ