

Agfg1 ウサギ Pab - P52594

商品番号: CM0015275



前書き

ヒトAGFG1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性
あり。小胞ドッキング、RNAトラフィック、HIV
-1 Rev補因子機能の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGFG1 ウサギ pAb
備考/別名	HRB; RAB; RIP; AGFG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3267
GeneID	3267
免疫原	ヒトAGFG1 (NP_004495.2) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52594
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ