

WbおよびElisa用Agpat3ウサギポリクローナル抗体 - Q9NrZ7

商品番号: CM0013541

前書き

ヒトAGPAT3に対するウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。リン脂質生合成に関与する1-アシルグリセロール-3-リン酸アシルトランスフェラーゼガンマを標的とします。脂質代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGPAT3 Rabbit pAb
備考/別名	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56894
遺伝子ID	56894
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NRZ7
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋