

Agr2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O95994

商品番号: CM0030844



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証済みのAGR2ウサギポリクローナル抗体。粘液合成と細胞接着に関与する前駆体癌遺伝子である、ヒト、マウス、ラットのanterior gradient protein 2を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGR2 ウサギ pAb
備考/別名	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10551
遺伝子ID	10551
免疫原	ヒトAGR2 (NP_006399.1) のアミノ酸21-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95994
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ