


Ahnak ウサギ Pab

免疫組織化学（パラフィン切片）、免疫蛍光/細胞内染色、Elisa用 - Q09666

商品番号: CM0024043



前書き

ヒトAHNAK（神経芽細胞分化関連蛋白質AHNAK）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。免疫組織化学（パラフィン切片）、免疫蛍光/細胞内染色、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学および細胞分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHNAK ウサギ pAb
備考/別名	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79026
免疫原	ヒトAHNAK (NP_001611.1) のアミノ酸1-149に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	免疫組織化学（パラフィン切片）、免疫蛍光/細胞内染色、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q09666
タンパク質分子量	629kDa
輸送	氷袋