

Aif1/Iba1 ウサギモノクローナル抗体 - O70200

商品番号: CM0002587

前書き

マウスAIF1/IBA1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒトおよびラットとの交差反応性があります。免疫細胞およびミクログリアにおける同種移植炎症因子1の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIF1/IBA1 Rabbit mAb
備考/別名	Gl; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	199
遺伝子ID (マウス)	11629
免疫原	合成ペプチド、マウスAIF1/IBA1 (O70200) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O70200(マウス), P55008(ヒト)
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋