


Aipl1 ウサギポリクローナル抗体（Pab） Wb、If/Icc、Elisa用 - Q9Nzn9

商品番号: CM0013993



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAアプリケーション向けの高品質AIPL1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性AIPL1を検出します。タンパク質輸送およびレーバー先天性黒内障の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AIPL1 ウサギ pAb
備考/別名	LCA4; AIPL2; AIPL1
種	ヒト
遺伝子ID	23746
免疫原	ヒトAIPL1（NP_055151.3）のアミノ酸1〜384に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZN9
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤