

Ak5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y6K8

商品番号: CM0024669



前書き

ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの高品質AK5ウサギポリクローナル抗体です。脳組織におけるアデニル酸キナーゼ5の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK5 Rabbit pAb
備考／別名	AK6; AK5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26289
GeneID	26289
免疫原	ヒトAK5 (NP_777283.1) のアミノ酸150-370番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K8
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	氷袋