

Wb、Ihc-P、Ip用Akt1ウサギモノクローナル抗体 - P31749

商品番号: CM0003939



前書き

WB、IHC-

P、IPで検証済みの高親和性AKT1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。細胞生存、代謝、および増殖の中心的な調節因子であるRAC- α セリン/スレオニンキナーゼを標的とします。がんおよびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT1 Rabbit mAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207
遺伝子ID	207
免疫原	ヒトAKT1 (P31749) のアミノ酸381-480領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ