

Akt1 ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P31749

商品番号: CM0004818



前書き

KO検証済みAKT1ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のAKT1を特異的に検出します。AKTシグナル伝達研究におけるウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] AKT1 ウサギ mAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207
遺伝子ID	207
免疫原	合成ペプチド ヒトAKT1 (NP_005154.2) のアミノ酸380-480領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ