


Aldh3A2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P51648

商品番号: CM0022707



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのALDH3A2

ウサギポリクローナル抗体。脂肪酸アルデヒド脱水素酵素を標的とし、脂質代謝およびスフィンゴシン-1-リン酸の分解に不可欠です。代謝性疾患およびシェーグレン・ラルソン症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH3A2 ウサギ pAb
備考/別名	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	224
GeneID	224
免疫原	ヒトALDH3A2 (NP_001026976.1) のアミノ酸250-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51648
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋