


Aldh9A1 ウサギ Pab - P49189

商品番号: CM0029877



前書き

ALDH9A1 ウサギ

ポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのALDH9A1を検出するWB、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。生体アミンおよびポリアミン代謝に関与する酵素を標的とするこの抗体は、アルデヒド脱水素酵素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH9A1 ウサギ pAb
備考/別名	E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	223
GeneID	223
免疫原	組換えタンパク質[ヒトALDH9A1 (NP_000687.3) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49189
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷バッグ