


Aldoc ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P09972

商品番号: CM0013906



前書き

ヒトALDOC（フルクトースビスリン酸アルドラーゼC）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。解糖系および糖新生研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDOC ウサギ pAb
備考/別名	ALDC; ALDOC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	230
GeneID	230
免疫原	ヒトALDOC (NP_005156.1) のアミノ酸1-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09972
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ