


Alpha-1 Antichymotrypsin (Serpina3) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P01011

商品番号: CM0028387



前書き

ヒト Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。炎症およびアルツハイマー病のアミロイド斑に関与する分泌型セルピンです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) ウサギpAb
備考/別名	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
種	ヒト
遺伝子ID	12
免疫原	ヒト Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) (NP_001076.2) のアミノ酸24-423以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01011
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋