

Alpha-1 アンチトリプシン (Serpina1) ウサギポリクローナル抗体
(Wb、If/Icc、Elisa用) - P01009

商品番号: CM0018466



前書き

ヒトAlpha-1 アンチトリプシン (SERPINA1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済み。標的：セリンプロテアーゼ阻害剤で、肺保護と止血に関与。UniProt: P01009。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Alpha-1 アンチトリプシン (SERPINA1) ウサギ pAb
備考/別名	PI; A1A; AAT; P1I; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5265
遺伝子ID	5265
免疫原	ヒトAlpha-1 アンチトリプシン (NP_000286.3) のアミノ酸25-315に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01009
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ