

アルファフェトプロテイン (Afp) マウスモノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa対応) - P02771

商品番号: CM0002953



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの組換えヒトアルファフェトプロテイン (AFP)

マウスモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスAFPと交差反応します。がんおよび胎児発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Alpha-Fetoprotein (AFP) Mouse mAb
備考/別名	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	174
免疫原	組換えタンパク質；ヒトアルファフェトプロテイン (AFP) のアミノ酸19-609に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69 kDa
配送	保冷バッグ