

アルファフェトプロテイン (Afp) ウサギ Pab - P02771

商品番号: CM0016278



前書き

アルファフェトプロテイン (AFP)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスAFPとの交差反応性あり。肝がんバイオマーカー研究および出生前診断開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルファフェトプロテイン (AFP) ウサギ pAb
備考/別名	AFPD; FETA; HPAPF; アルファフェトプロテイン (AFP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	174
GeneID	174
免疫原	アルファフェトプロテイン (AFP) (NP_001125.1) のアミノ酸450-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02771
タンパク質分子量	69kDa
配送	保冷バッグ