

Alpha2-Adaptin/AP2A2 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - O94973

商品番号: CM0025281

前書き

ヒトAlpha2-adaptin/AP2A2（AP-2複合体サブユニットα-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。タンパク質重量 104 kDa。エンドサイトーシスおよびタンパク質輸送の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Alpha2-adaptin/AP2A2 ウサギpAb
備考/別名	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	161
GeneID	161
免疫原	ヒトAlpha2-adaptin/AP2A2のアミノ酸590-939に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_036437.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94973
タンパク質重量	104kDa
配送	アイスバッグ