

Wb、Ihc-P、Elisa用Alpk1ウサギモノクローナル抗体 - E9Qnx4

商品番号: CM0007373

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでバリデーション済みの高品質ALPK1ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットのALPK1（139 kDa）に反応し、キナーゼ研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALPK1ウサギmAb
備考／別名	Alpha-kinase 1 ; ALPK1
種	マウス
GeneID（ヒト）	80216
GeneID	71481
免疫原	マウスALPK1（NP_082084.1）のアミノ酸230～478に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	E9QNX4
タンパク質分子量	139 kDa
輸送	保冷剤