

Als2 ウサギ Pab ポリクローナル抗体 (Alsin 用) - Wb、If/Icc、If-P、Elisa 対応 - Q96Q42

商品番号: CM0029479

前書き

ヒト ALS2 (alsin)

タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISA

で検証済み。筋萎縮性側索硬化症に関連するタンパク質を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALS2 ウサギ pAb
備考/別名	ALSJ; PLSJ; IAHSP; ALS2CR6; ALS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57679
GeneID	57679
免疫原	ヒト ALS2 (NP_065970.2) のアミノ酸 260-429 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96Q42
タンパク質分子量	184kDa
輸送	保冷バッグ