

Ampd1 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - P23109

商品番号: CM0030819

前書き

AMPD1 ウサギ

pAbは、ヒトAMPデアミナーゼ1由来の合成ペプチドに対して作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、エネルギー代謝の鍵酵素であるヒト、マウス、ラットのAMPD1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPD1 ウサギ pAb
備考/別名	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	270
GeneID	270
免疫原	ヒトAMPD1 (P23109) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23109
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷バッグ