

ウエスタンブロット用 Ampd3 ウサギ Pab - Q01432

商品番号: CM0025018

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAMPD3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのエネルギー代謝における重要な酵素であるAMPデアミナーゼ3を検出します。ヌクレオチド代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPD3 ウサギ pAb
備考/別名	AMPD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	272
遺伝子ID	272
免疫原	ヒトAMPD3 (NP_000471.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01432
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ