


Amsh Rabbit Mab - O95630

商品番号: CM0003288



前書き

ヒトAMSH（STAM結合タンパク質）を標的とする高特異性のウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISA用；サルと交差反応します。ユビキチン経路およびエンドソーム分別研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMSH Rabbit mAb
備考/別名	AMSH; MICCAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10617
遺伝子ID	10617
免疫原	ヒトAMSH (O95630) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、サル
SWISS	O95630
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバック