


Anapc10 ウサギ Pab - Q9Um13

商品番号: CM0030647



前書き

ANAPC10 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのANAPC10 (21kDa) に対して反応性を示すポリクローナル抗体であり、WBおよびELISAに適しています。細胞周期の進行とユビキチン化の主要な調節因子であるAPC/Cサブユニット10を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANAPC10 ウサギ pAb
備考/別名	DOC1; APC10; ANAPC10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10393
GeneID	10393
免疫原	ヒト ANAPC10 (NP_055700.2) のアミノ酸1-185に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UM13
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ