


Angel2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5Vte6

商品番号: CM0016265



前書き

ヒトANGEL2（RNA 2',3'-環状ホスファターゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ミトコンドリアRNAプロセッシングおよびtRNAリサイクル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ANGEL2 ウサギ pAb
備考/別名	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90806
遺伝子ID	90806
免疫原	ヒトANGEL2（NP_653168.2）のアミノ酸30-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5VTE6
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ