

Annexin A4/アネキシンIV ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P09525

商品番号: CM0030268



前書き

Annexin

A4を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAでの検証が完了しています。膜融合やエキソサイトーシスの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Annexin A4/アネキシンIV ウサギpAb
備考/別名	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	307
GeneID	307
免疫原	ヒトAnnexin A4/アネキシンIV (NP_001144.1) のアミノ酸112～321番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09525
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤