

Anprb/Nrp2 ウサギPab - P20594

商品番号: CM0021008

前書き

ANPRB/NRP2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト試料におけるWBおよびELISAでの検証が完了しています。この受容体はCNPと結合して骨格成長を調節し、分子量は117 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANPRB/NRP2 ウサギpAb
別名	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4882
遺伝子ID	4882
免疫原	ヒトANPRB/NRP2 (NP_003986.2)のアミノ酸130～320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20594
タンパク質分子量	117kDa
輸送方法	氷袋梱包