

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Ant2/Slc25A5ウサギポリクローナル抗体 - P05141

商品番号: CM0017385

前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのANT2/SLC25A5に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、サル
のANT2を認識します。ミトコンドリアアポトーシス、代謝、マイトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANT2/SLC25A5ウサギpAb
備考／別名	T2 ; T3 ; 2F1 ; AAC2 ; ANT2 ; SLC25A5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	292
GeneID	292
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P05141
タンパク質分子量	33 kDa
輸送	保冷バッグ