


Wb、Elisa用抗14-3-3 Alpha/Betaモノクローナル抗体 - P31946

商品番号: CM0010492



前書き

ヒト14-3-3

alpha/beta (YWHAB) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシス、骨形成、MAPキナーゼシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3 alpha/beta ウサギmAb
備考／別名	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
種	ヒト
GeneID	7529
免疫原	合成ペプチド - ヒト14-3-3 alpha/beta (P31946) のアミノ酸147～246内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31946
タンパク質重量	28kDa
発送	保冷剤