


Wb、Elisa用抗14-3-3-B/Zウサギモノクローナル抗体 - P31946 / P63104

商品番号: CM0004100



前書き

ヒト14-3-3

β/ζ (YWHAB/YWHAZ) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3-β/ζ ウサギmAb
備考/別名	GW128; HEL-S-1; HSI; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3-beta/zeta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7529/7534
遺伝子ID	7529/7534
免疫原	合成ペプチド ヒト14-3-3 beta/zeta (P31946)のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31946/P63104
タンパク質分子量	28kDa
配送方法	氷袋