


Wb、Elisa用 抗14-3-3 E モノクローナル抗体 - P62258

商品番号: CM0008120



前書き

ヒト14-3-3 ε (P62258)

に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性14-3-3 εの検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3 ε ウサギ mAb
備考/別名	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 ε
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7531
GeneID	7531
免疫原	合成ペプチド - ヒト14-3-3 ε (P62258) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62258
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ