


抗14-3-3イプシロン ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P62258

商品番号: CM0016427



前書き

ヒト14-3-

3イプシロン（29kDa）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸残基73-163）を使用。細胞シグナル伝達、抗ウイルス経路、タンパク質相互作用の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3イプシロン ウサギpAb
別名	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7531
GeneID	7531
免疫原	組換えタンパク質 ヒト14-3-3イプシロン（NP_006752.1）のアミノ酸73-163番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62258
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤