


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗14-3-3ガンマ ポリクローナル抗体 - P61981

商品番号: CM0028112



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのウサギ抗14-3-3ガンマポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの14-3-3ガンマ (28 kDa) と反応します。シグナル伝達、細胞接着、ミトコンドリア生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3ガンマ ウサギ pAb
備考/別名	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3ガンマ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7532
遺伝子ID	7532
免疫原	合成ペプチド ヒト14-3-3ガンマ (NP_036611.2) のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61981
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ