


Wb、Ihc-P、Elisa用抗14-3-3ガンマウサギモノクローナル抗体 - P61981

商品番号: CM0011085



前書き

ヒト14-3-

3ガンマ（P61981）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでの性能が確認されており、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。標的分子量は28kDaです。シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3ガンマ ウサギmAb
備考／別名	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7532
GeneID	7532
免疫原	合成ペプチド ヒト14-3-3ガンマ（P61981）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61981
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷バッグ