


抗14-3-3シグマ ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P31947

商品番号: CM0005375



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで実証済みの高品質抗14-3-3シグマ

ウサギモノクローナル抗体。細胞周期とシグナル伝達を制御するアダプタータンパク質であるヒトおよびマウスの14-3-

3シグマ（P31947）に対して高い特異性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3シグマ ウサギmAb
備考／別名	YWHA5; 14-3-3 sigma
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	2810
GeneID	2810
免疫原	合成ペプチド ヒト14-3-3シグマ（P31947）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31947
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋