


ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗14-3-3 Sigma

ウサギポリクローナル抗体 - P31947

商品番号: CM0018292



前書き

ヒト14-3-3 sigma (stratiffin)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAに使用可能。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞シグナル伝達、細胞周期、上皮生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	14-3-3 sigma ウサギ pAb
備考/別名	YWHAS; 14-3-3 sigma
種	ヒト
遺伝子ID	2810
免疫原	ヒト14-3-3 sigma (NP_006133.1)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31947
タンパク質分子量	28kDa
配送	保冷剤入り