


Wb、Elisa用抗14-3-3シートポリクローナル抗体 - P27348

商品番号: CM0022464



前書き

ヒト14-3-

3シート（YWHAQ）を標的とする、ウエスタンブロットおよびELISA用のウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。28

kDaのシグナル伝達アダプタータンパク質。P27348。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3シート ウサギpAb
備考／別名	1C5; HSI; 14-3-3; 14-3-3シート
種	ヒト
GeneID	10971
免疫原	ヒト14-3-3シート（NP_006817.1）のアミノ酸49～149内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27348
タンパク質分子量	28kDa
輸送条件	保冷バッグ