

Anti-14-3-3 Theta Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P27348

商品番号: CM0011065



前書き

14-3-3 theta (YWHAQ)
を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。細胞シグナル伝達および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	14-3-3 Theta Rabbit mAb
備考/別名	1C5; HSI; 14-3-3; 14-3-3 Theta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10971
免疫原	ヒト14-3-3 Theta (P27348) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27348
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋