

Wb、If/Icc、Elisa用抗14-3-3 Zeta/Ywhazモノクローナル抗体 - P63104

商品番号: CM0007426



前書き

14-3-3

zeta/YWHAZ (P63104) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アダプタータンパク質のシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3 zeta/YWHAZ ウサギmAb
備考/別名	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; 14-3-3 zeta/YWHAZ
種	ヒト
GeneID	7534
免疫原	合成ペプチド - ヒトYWHAZ (NP_002267.2) のアミノ酸145~245に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63104
タンパク質分子量	19kDa/28kDa
配送	保冷バッグ