

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-4-1Bb/Cd137 ウサギポリクローナル抗体 - Q07011

商品番号: CM0023006



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、T細胞共刺激受容体であるヒト4-1BB/CD137 (TNFRSF9)

を標的とし、WB、IHC-

P、ELISAなどのアプリケーションに使用できます。

ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。CD8 + T細胞の生存と抗腫瘍免疫を増強します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	4-1BB/CD137 ウサギ pAb
備考/別名	ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109; 4-1BB/CD137
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3604
GeneID	3604
免疫原	ヒト4-1BB/CD137 (NP_001552.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07011
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ