

Wb、Elisa用抗4-1Bbl/Cd137Lウサギモノクローナル抗体 - P41273

商品番号: CM0010635



前書き

ヒト4-

1BBL/CD137L (TNFSF9) に特異的なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとも交差反応します。27kDaのタンパク質を認識します。T細胞生物学および免疫腫瘍学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	4-1BBL/CD137LウサギmAb
備考/別名	CD137L ; TNLG5A ; 4-1BB-L ; 4-1BBL/CD137L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8744
GeneID	8744
免疫原	合成ペプチド ヒト4-1BBL/CD137L (P41273) のアミノ酸155～254内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41273
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ